

Anti-Syce1 폴리클론항체 For Wb, Elisa - Q8N0S2

품목 번호: CM0027499

소개

WB 및 ELISA용 인간 SYCE1 (CT76) 표적 IVD 등급 토끼 폴리클론항체. 보존된 면역원으로 설계되어 마우스 및 래트와 교차 반응. 감수분열 및 접합염색체 복합체 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SYCE1 Rabbit pAb
비고/별칭	CT76; POF12; SPGF15; C10orf94; SYCE1
종	인간
GeneID	93426
면역원	인간 SYCE1 (NP_001137236.1)의 아미노산 132-351에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N0S2
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백