

## Wb, Ip, If, Fc, Elisa용 항-Syk 단일클론 항체 - P43405

품목 번호: CM0009235



### 소개

인간 Syk를 표적으로 하며 WB, IP, IF, FC 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. BCR 신호전달, 면역수용체 연구 및 혈액학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Syk 토끼 mAb                                                  |
| 비고/별칭       | IMD82; p72-Syk                                              |
| 종           | 인간                                                          |
| GeneID (인간) | 6850                                                        |
| GeneID      | 6850                                                        |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인간 Syk(NP_003168.2)의 아미노산 251~350 영역에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 숙주          | 토끼                                                          |
| 분류          | 단일클론 항체                                                     |
| 적용 분야       | WB, IP, IF/ICC, IF-P, FC (세포 내), ELISA                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                 |
| SWISS       | P43405                                                      |
| 단백질 분자량     | 72kDa/70kDa                                                 |
| 배송          | 아이스팩                                                        |