

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Syk 토끼 다클론 항체 - P43405

품목 번호: CM0020864



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 SYK(p72-Syk)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. B세포 수용체 신호전달 및 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Syk 토끼 pAb
비고/별칭	IMD82; p72-Syk; Syk
종	인간
GeneID	6850 (인간)
면역원	인간 Syk(NP_001128524.1)의 아미노산 250-350 내 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P43405
단백질 분자량	72kDa
배송	얼음팩