

Wb/Elisa용 Anti-Sympk 토끼 다클로날 항체 - Q92797

품목 번호: CM0029786



소개

인간 SYMPK (Symplekin)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 히스톤 mRNA 처리, [tight junction](#)(Tight Junction) 생물학, 및 pre-mRNA 폴리아데닐화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SYMPK Rabbit pAb
비고/별칭	SPK; SYM; Ptal; SYMPK
종(Species)	인간(Human)
GeneID	8189
면역원(Immunogen)	인간 SYMPK (NP_004810.2)의 아미노산 310-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q92797
단백질 분자량	141kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)