

Anti-Syn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P17600

품목 번호: CM0028727

소개

WB, IF-P, ELISA용으로 검증된 SYN1 Rabbit Polyclonal Antibody. 인간, 마우스, 랫트 SYN1와 반응합니다. 시냅스 소포 운송 및 신경전달물질 방출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SYN1 Rabbit pAb
비고/별칭	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; SYN1
종	Human
GeneID (Human)	6853
GeneID	6853
면역원	인간 SYN1 (NP_008881.2)의 아미노산 400-500 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P17600
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스 팩