

## Anti-Synapsin-1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17600

품목 번호: CM0004477

### 소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-Synapsin-1 토끼 단일클론 항체. 신경전달물질 방출 및 시냅스 가소성에 중요한 시냅스 소포 인산단백질을 표적합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수           | 값                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명            | Synapsin-1 Rabbit mAb                                   |
| 비고/별칭          | SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Synapsin-1    |
| 종              | 인간                                                      |
| GeneID (Human) | 6853                                                    |
| GeneID         | 6853                                                    |
| 면역원            | 인간 Synapsin-1 (NP_008881.2)의 아미노산 401-500에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 원천             | 토끼                                                      |
| 범주             | 단일클론 항체                                                 |
| 응용 분야          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                  |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                             |
| SWISS          | P17600                                                  |
| 단백질 분자량        | 74kDa                                                   |
| 배송             | 아이스백                                                    |