

Wb, If-P, Elisa용 항-시냅신 II 토끼 단클론 항체 - Q92777

품목 번호: CM0002183

소개

웨스턴 블롯, 면역 형광 및 ELISA에 대해 검증된 항-시냅신 II 토끼 단클론 항체. 인간, 마우스 및 쥐와 반응합니다. 시냅스 및 신경전달물질 방출 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	시냅신 II 토끼 단클론 항체
비고/별칭	SYNII; 시냅신 II
종	인간
유전자 ID (인간)	6854
유전자 ID	6854
면역원	인간 시냅신 II (Q92777)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
범주	단클론 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q92777
단백질 무게	63kDa
배송	아이스백