

## Wb, Ip, If, Ihc용 시냅토피신(Synaptophysin) 폴리클로날 항체 - P08247

품목 번호: CM0027282

### 소개

WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 인간 시냅토피신(Synaptophysin, 34kDa)에 대한 토끼 폴리클로날 항체; 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 시냅스 소포 연구 및 신경계 질환 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Synaptophysin Rabbit pAb                                                      |
| 비고/별칭       | MRX96; MRXSYP; XLID96; Synaptophysin                                          |
| 종           | 인간(Human)                                                                     |
| GeneID (인간) | 6855                                                                          |
| GeneID      | 6855                                                                          |
| 면역원         | 인간 시냅토피신(Synaptophysin, NP_003170.1)의 아미노산 222-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                                    |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                               |
| 응용          | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                                 |
| SWISS       | P08247                                                                        |
| 단백질 크기      | 34kDa                                                                         |
| 배송          | 아이스 팩(Ice bag)                                                                |