

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 시냅토피신 토끼 단클론 항체 - P08247

품목 번호: CM0008990

소개

사람, 생쥐, 쥐에서 검증된 시냅토피신 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용 가능합니다. 시냅스 소포 생물학, 가소성 및 신경병리학 연구에 이상적입니다. 이 항체는 시냅스 전 마커인 시냅토피신을 표적으로 하여 뇌 조직 및 배양 신경세포에서 안정적인 검출이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	시냅토피신 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MRX96; MRXSYP; XLID96
종	사람
GeneID (사람)	6855
GeneID	6855
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P08247
단백질 분자량	34kDa
배송 방법	아이스 팩