

항인간 신데칸 3 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa용) - O75056

품목 번호: CM0002351

소개

웨스턴 블로팅과 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 단클론 항체로, 인간 Syndecan-3(SDC3, O75056)에 특이적으로 결합합니다. 생쥐와 쥐 교차 반응성을 가지며 세포 표면 프로테오글리칸 기능 및 액틴 세포골격 조직 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	신데칸 3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	SDCN; SYND3; Syndecan 3
반응 종	인간
유전자 ID	9672
면역원	인간 신데칸 3(O75056)의 아미노산 1-100번 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	O75056
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩 포장