

Anti-Syne3 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q6Zmz3

품목 번호: CM0018206



소개

인간 SYNE3 (네스프린-3)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차반응합니다. LINC 복합체 및 핵 위치 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SYNE3 토끼 pAb
비고/별칭	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; SYNE3
종	인간
GeneID (인간)	161176
GeneID	161176
면역원	제조합 단백질 인간 SYNE3 (NP_689805.3)의 아미노산 740-920에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6ZMZ3
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백