

Wb 및 Elisa용 Anti-Syngap 토끼 단일클론 항체 - Q96Pv0

품목 번호: CM0002694

소개

인간 SynGAP (148 kDa)를 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트에 대한 교차 반응성을 나타냅니다. 시냅스 신호 전달, 가소성 및 자폐 스펙트럼 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SynGAP Rabbit mAb
비고/별칭	MRD5; RASA1; RASA5; SYNGAP; SynGAP
종	Human
유전자 ID (인간)	8831
유전자 ID	8831
면역원	Synthetic Peptide
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q96PV0
단백질 분자량	148kDa
배송	Ice bag