


Wb 및 Elisa용 Anti-Synj1 폴리클론항체 - O43426

품목 번호: CM0019919



소개

인간 SYNJ1 (Synaptojanin-1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증됨. 시냅스 엔도사이토시스 및 파킨슨병과 관련된 포스포이노시타이드 인산가수분해효소인 인간 및 랫드 SYNJ1(~173 kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SYNJ1 Rabbit pAb
비고/별칭	DEE53, EIEE53, INPP5G, PARK20, SYNJ1
종	인간
GeneID (Human)	8867
GeneID	8867
면역원	인간 SYNJ1 (NP_003886.3)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O43426
단백질 분자량	173kDa
배송	아이스백