

Anti-Synpo Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N3V7

품목 번호: CM0018327

소개

인간 시냅스소돈(SYNPO)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 표적을 검출합니다. 수상돌기 가시 및 신장 세뇨관 발족 과정의 액틴 역학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SYNPO Rabbit pAb
비고/별칭	SYNPO
종	인간
유전자 ID (인간)	11346
면역원	인간 SYNPO (NP_001159680.1)의 아미노산 820-920 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8N3V7
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스 팩