

Anti-Synpo (시냅토포딘) 다클론 항체, Wb, Elisa용 - Q8N3V7

품목 번호: CM0027301

소개

인간 SYNPO(시냅토포딘)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트에서 내인성 수준을 검출합니다. 수상돌기 가시 및 족세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SYNPO 토끼 pAb
비고/별칭	SYNPO
종	인간
유전자ID (인간)	11346
유전자ID	11346
면역원	재조합 단백질 인간 SYNPO (NP_001159680.1)의 아미노산 1-260번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N3V7
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스 팩