

Anti-Synpo2L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H987

품목 번호: CM0030031

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit anti-SYNPO2L 폴리클론항체. 인간 및 마우스 SYNPO2L(~102 kDa)을 검출하여 액틴 기반 형태 조절 및 세포골격 연구에 기여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SYNPO2L Rabbit pAb
비고/별칭	SYNPO2L
종	인간
GeneID (Human)	79933
GeneID	79933
면역원	합성 펩타이드 인간 SYNPO2L (NP_001107605.1)의 아미노산 700-800에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9H987
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스팩