

Anti-Syntaxin 16 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O14662

품목 번호: CM0008967



소개

Anti-Syntaxin 16 토끼 단일클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증됨. 말기 엔도솜에서 트랜스 골지로의 소포 수송에 관여하는 SNARE 단백질을 표적으로 합니다. 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	Syntaxin 16 Rabbit mAb
비고/별칭	SYN16; SYN-16; Syntaxin 16
종	인간
유전자 ID	8675
면역원	인간 Syntaxin 16 (O14662)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O14662
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백