

항-Syntaxin 3 토끼 단클론 항체, Wb·ihc-P·elisa용 - Q13277

품목 번호: CM0011852

소개

인간 Syntaxin 3(Q13277)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있으며, 막 수송 및 신경전달물질 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Syntaxin 3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MVID2, STX3A, DIAR12, RDMVID, Syntaxin 3
종	인간
GeneID (인간)	6809
GeneID	6809
면역원	인간 Syntaxin 3(Q13277)의 아미노산 100-200번 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q13277
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩