

Anti-Syntaxin (Stx1A/Stx1B/Stx2/Stx3) 토끼 단일클론 항체 (Wb, If, Ihc, Elisa용) - Q16623 / P61266 / P32856 / Q13277

품목 번호: CM0003848

소개

Syntaxin 토끼 단일클론 항체는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 syntaxin-1A/1B/2/3을 인식합니다. SNARE 매개 세포외배출(exocytosis) 및 신경 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Syntaxin Rabbit mAb
비고/별칭	STX1A/STX1B/STX2/STX3; Syntaxin
종(Species)	Human
GeneID (인간)	6804/112755/2054/6809
GeneID	6804/112755/2054/6809
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 Syntaxin (P61266)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16623/P61266/P32856/Q13277
단백질 분자량	33 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)