


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Syntenin-1 (Mda-9) 다클론 항체 - O00560

품목 번호: CM0027275



소개

인간 Syntenin-1 (MDA-9)에 대한 토끼 다클론 항체로 WB, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 엑소좀 생물발생, TGF-베타 신호전달 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Syntenin Rabbit pAb
비고/별칭	ST1, MDA9, SYCL, MDA-9, TACIP18, Syntenin
종	인간
유전자ID (인간)	6386
유전자ID	6386
면역원	인간 Syntenin (NP_001007068.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00560
단백질 분자량	32kDa
배송 방법	아이스팩