


Anti-Syntenin-1 (Syntenin) 단일클론 항체 - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00560

품목 번호: CM0011479



소개

Syntenin 토끼 mAb (MDA-9/ST1) - 사람, 쥐, 랫드용 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. 고특이성 단일클론 항체. 엑소좀 생성, 암 전이 및 TGF-beta 신호 전달을 연구하세요. | 32kDa | O00560

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Syntenin Rabbit mAb
비고/별칭	ST1; MDA9; SYCL; MDA-9; TACIP18; Syntenin
종	사람 (Human)
GeneID	6386
면역원	사람 Syntenin (O00560)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O00560
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)