

Anti-Syntrophin Alpha 1 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q13424

품목 번호: CM0023626

소개

인간 Syntrophin alpha 1 (SNTA1)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 디스트로핀 복합체 및 신경근육 시냅스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Syntrophin alpha 1 Rabbit pAb
비고/별칭	SNT1; LQT12; TACIP1; dJ1187J4.5; Syntrophin alpha 1
종	인간
유전자 ID (인간)	6640
유전자 ID	6640
면역원	인간 Syntrophin alpha 1 (NP_003089.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13424
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백