

If/Icc, Elisa용 항-Sypl1 다클론 항체 - Q16563

품목 번호: CM0021271

소개

IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 토끼 유래 항-SYPL1 다클론 항체입니다. 세포질 소포 수송에 관여하는 막 단백질인 인간 시냅토피신 유사 단백질 1(판토피신)과 반응합니다. 세포생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SYPL1 토끼 pAb
비고/별칭	SYPL; H-SPI; SYPL1
종	인간
유전자 ID (인간)	6856
유전자 ID	6856
면역원	인간 SYPL1 (NP_006745.1)의 아미노산 50-120번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16563
단백질 분자량	29kDa
배송 방법	아이스백