


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Syt4 폴리클로날 항체 - Q9H2B2

품목 번호: CM0027808



소개

인간 Synaptotagmin-4 (SYT4)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 신경 세포의 조밀한 코어 소포 운송 및 멜라닌 세포 수상돌기 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SYT4 Rabbit pAb
비고/별칭	HsT1192; SYT4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6860
GeneID	6860
면역원	인간 SYT4 (NP_065834.1)의 아미노산 38-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9H2B2
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)