

Wb, Elisa용 Anti-Syt6 토끼 다클로날 항체 - Q5T7P8

품목 번호: CM0020484

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-SYT6 토끼 다클로날 항체입니다. 소포 운송 및 외분비(exocytosis)의 칼슘 센서인 인간, 쥐, 및 랫트 시냅토타그민-6을 인식합니다. 신경과학 및 분비 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SYT6 Rabbit pAb
비고/별칭	sytVI; SYT6
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	148281
GeneID	148281
면역원(Immunogen)	사람 SYT6 (NP_001257734.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q5T7P8
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백