

Wb 및 Elisa용 항-Syt7 토끼 다클론 항체 - O43581

품목 번호: CM0014459



소개

인간 시냅토타민-7(Synaptotagmin-7, SYT7)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. SYT7은 리소좀 엑소사이토시스, 막 복구 및 시냅스 축진에 필수적인 칼슘 센서입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SYT7 토끼 pAb
비고/별칭	IPCA7; IPCA-7; SYTVII; PCANAP7; SYT-VII; SYT7
종	인간
유전자 ID (인간)	9066
유전자 ID	9066
면역원	인간 SYT7 (NP_004191.2)의 아미노산 38-170번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43581
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩