

Wb용 Anti-T-Bet/Tbx21 Rabbit 재조합 단일클론 항체 - Q9UL17

품목 번호: CM0005816

소개

WB, IHC-P, IP 및 ELISA에서 검증된 고품질 anti-T-bet/Tbx21 rabbit 재조합 단일클론 항체(PolymAb®). 사람, 마우스 및 래트 T-bet을 인식하며, Th1 계통 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	T-bet/Tbx21 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	TBET; IMD88; T-PET; T-bet; TBLYM
종	사람
GeneID (사람)	30009
GeneID	30009
면역원	사람 T-bet/Tbx21 (NP_037483.1)의 아미노산 322-535 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	재조합 단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9UL17
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백