


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-T1R3/Tas1R3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q7Rtx0

품목 번호: CM0007342



소개

단맛과 감칠맛 인지에 관여하는 주요 미각 수용체 서브유닛인 T1R3/TAS1R3를 표적하는 고성능 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	T1R3/TAS1R3 Rabbit mAb
비고/별칭	T1R3
종	인간
GeneID	83756
면역원	인간 T1R3/TAS1R3 (NP_689414.2)의 아미노산 400-570에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7RTX0
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스팩