

Anti-Taar1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q96Rj0

품목 번호: CM0024386



소개

인간 TAAR1(Trace amine-associated receptor 1)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAAR1 Rabbit pAb
비고/별칭	TA1; TAR1; TRAR1; TAAR1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	134864
유전자 ID	134864
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96RJ0
단백질 크기	39kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)