

Wb, Elisa용 항-Tab2(Map3K7Ip2) 토끼 다클론 항체 - Q9Nyj8

품목 번호: CM0027433



소개

WB 및 ELISA 응용 분야를 위한 항-TAB2 토끼 다클론 항체를 알아보세요. NF-κB 및 JNK 신호 전달의 핵심 어댑터인 인간, 마우스 및 래트 TAB2(UniProt Q9NYJ8)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAB2 토끼 pAb
비고/별칭	CHTD2; TAB-2; MAP3K7IP2; TAB2
종	인간
유전자 ID(인간)	23118
유전자 ID	23118
면역원	인간 TAB2(NP_055908.1)의 아미노산 510-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NYJ8
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백