

Wb, Elisa용 Anti-Tab3 단일클론 항체 - Q8N5C8

품목 번호: CM0003650

소개

사람 및 마우스 샘플에서 웨스턴 블랏 및 ELISA로
검증된, TAB3 (NAP1/MAP3K7IP3)를 표적으로 하는
고특이성 토끼 단일클론 항체입니다. 암 및 염증 연구에서
NF-kB 및 JNK 신호 전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAB3 Rabbit mAb
비고/별칭	NAP1; MAP3K7IP3; TAB3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	257397
GeneID	257397
면역원(Immunogen)	사람 TAB3 (Q8N5C8)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8N5C8
단백질 분자량	79kDa
배송(Shipping)	아이스백