


Wb, Elisa용 Anti-Tac1 토끼 다클론 항체 - P20366

품목 번호: CM0019066



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-TAC1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드 TAC1을 인식합니다. 아미노산 1-129에 해당하는 재조합 면역원이 사용되었습니다. Substance P 및 타키닌 신호전달과 관련된 신경과학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAC1 Rabbit pAb
비고/별칭	NK2; NPK; NKNA; TAC2; Hs.2563; TAC1
종	인간
유전자 ID (인간)	6863
유전자 ID	6863
면역원	재조합 단백질 인간 TAC1(NP_003173.1)의 아미노산 1-129에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P20366
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스팩