


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Tac3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Uhf0

품목 번호: CM0025737



소개

인간 TAC3(Tachykinin-3)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 신경펩타이드 신호전달 및 생식선 기능 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TAC3 Rabbit pAb
비고/별칭	NK3; NKB; HH10; NKNB; PRO1155; ZNEUROK1; LncZBTB39; TAC3
종	인간
GeneID (인간)	6866
GeneID	6866
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHF0
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스팩