

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tacc3 단일클론 항체 - Q9Y6A5

품목 번호: CM0003750



소개

인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 TACC3 검출을 위한 고품질 토끼 단일클론 TACC3 항체. 웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA 적용 분야에서 검증됨. 중심체 역학, 세포 분열 및 암 진행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TACC3 Rabbit mAb
비고/별칭	ERIC1; Tacc4; ERIC-1; maskin; TACC3
종	인간
유전자 ID (인간)	10460
유전자 ID	10460
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6A5
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백