


Wb, Elisa용 항-Tada2A 다클론 항체 - O75478

품목 번호: CM0030534



소개

인간 TADA2A(ADA2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 염색질 리모델링 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TADA2A 토끼 pAb
비고/별칭	ADA2, ADA2A, KL04P, hADA2, TADA2L, TADA2A
종	인간
유전자 ID	6871
면역원	인간 TADA2A (NP_001159577.2)의 아미노산 1-443에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75478
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩