

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tada3 폴리클로날 항체 - O75528

품목 번호: CM0024880

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 TADA3 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 TADA3를 인식합니다. 전사 조절 및 히스톤 아세틸트랜스퍼라제 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TADA3 Rabbit pAb
비고/별칭	ADA3; NGG1; hADA3; STAF54; TADA3L; TADA3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10474
GeneID	10474
면역원(Immunogen)	인간 TADA3 (NP_597814.1)의 아미노산 270-369에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75528
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)