

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Taf1 토끼 다클론 항체 - P21675

품목 번호: CM0014647



소개

TFIID의 가장 큰 소단위체인 인간 TAF1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 전사 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TAF1 토끼 pAb
비고/별칭	OF; XDP; BA2R; CCG1; CCGS; DYT3; KAT4; P250; NSCL2; TAF2A; MRXS33; N-TAF1; TAFII250; DYT3/TAF1; TAFII-250; TAF(II)250; TAF1
종	인간
GeneID (인간)	6872
GeneID	6872
면역원	인간 TAF1의 아미노산 990-1250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_620278.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21675
단백질 분자량	213kDa
배송	아이스팩