

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Taf15 다클론 항체 - Q92804

품목 번호: CM0030436



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증된 고품질 TAF15 토끼 다클론 항체를 공급합니다. 인간 조직에서 전사 개시 및 RNA 결합 메커니즘 연구에 필수적인 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAF15 토끼 pAb
비고/별칭	Npl3; RBP56; TAF2N; TAFII68; TAF15
종	인간
GeneID (인간)	8148
GeneID	8148
면역원	인간 TAF15 (NP_631961.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q92804
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 팩