

Wb, Elisa용 Anti-Taf1C 폴리클로날 항체 - Q15572

품목 번호: CM0030055

소개

인간 TAF1C를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용 분야에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 TAF1C를 검출합니다. RNA 폴리머라제 I 전사 및 핵소체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAF1C Rabbit pAb
비고/별칭	SL1; TAFI95; TAFI110; MGC:39976; TAF1C
종	인간
GeneID (인간)	9013
GeneID	9013
면역원	재조합 단백질, 인간 TAF1C (NP_001230085.1)의 아미노산 70-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15572
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백