


Anti-Taf5 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q15542

품목 번호: CM0029296



소개

RNA 중합효소 II 전사에 필수적인 코어 TFIID 서브유닛인 인간 TAF5를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 유전자 조절 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAF5 토끼 pAb
비고/별칭	TAF2D; TAFII100; TAFII-100; TAF(II)100; TAF5
종	인간
GeneID (인간)	6877
GeneID	6877
면역원	인간 TAF5(NP_008882.2)의 아미노산 656-800에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q15542
단백질 분자량	87kDa
배송 방법	아이스 팩