

Anti-Tafazzin / Taz Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16635

품목 번호: CM0016116

소개

WB 및 ELISA용 Tafazzin/TAZ 토끼 다클로날 항체.
사람, 쥐, 랫트 내인성 Tafazzin을 검출합니다.
카르디오리핀 리모델링에 필수적인 미토콘드리아
아실트랜스퍼라제; 바르트 증후군 및 심근 연구에
적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tafazzin / TAZ Rabbit pAb
비고/별칭	EFE; TAZ; BTHS; EFE2; G4.5; Taz1; CMD3A; LVNCX; Tafazzin / TAZ
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	6901
유전자 ID	6901
면역원	사람 Tafazzin / TAZ (NP_851830.1)의 아미노산 174-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q16635
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백