


Anti-Tak1 (Map3K7) Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - O43318

품목 번호: CM0003648



소개

인간 TAK1 (MAP3K7)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. MAP 키나제 신호 전달, NF-kB 활성화 및 세포자멸사 연구에 유용합니다. 면역원: 인간 TAK1의 아미노산 507-606 내 합성 펩타이드.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] TAK1 Rabbit mAb
비고/별칭	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
종	인간
GeneID (인간)	6885
GeneID	6885
면역원	합성 펩타이드: 인간 TAK1 (O43318)의 아미노산 507-606 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43318
단백질 분자량	67 kDa
배송	아이스 팩