


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tak1 폴리클로날 항체 - O43318

품목 번호: CM0017161



소개

인간 TAK1(MAP3K7)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 신호 전달, 염증 및 스트레스 반응 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAK1 토끼 pAb
비고/별칭	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1a
종	인간
GeneID (인간)	6885
GeneID	6885
면역원	인간 TAK1(O43318)의 아미노산 507-606 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43318
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백