


Wb, Elisa용 항-Tal1 다클론 항체 - P17542

품목 번호: CM0016302



소개

인간 TAL1(SCL, TCL5, bHLHa17)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 조혈 악성 종양, 적혈구 분화 및 T-ALL 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TAL1 토끼 pAb
비고/별칭	SCL, TCL5, tal-1, bHLHa17, TAL1
종	인간
유전자 ID (인간)	6886
유전자 ID	6886
면역원	인간 TAL1(NP_003180.1)의 242-331 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P17542
단백질 무게	34kDa
배송	아이스팩