

Anti-Tal2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16559

품목 번호: CM0013440

소개

TAL2(bHLHa19)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 기본 나선-고리-나선 전사인자이자 원종양유전자입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐에서 교차반응성을 보입니다. 백혈병 및 전사 연구용으로 공급됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAL2 Rabbit pAb
비고/별칭	TAL2
종	인간
GeneID (인간)	6887
GeneID	6887
면역원	인간 TAL2 (NP_005412.1)의 아미노산 20번부터 C-말단에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q16559
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백