

Wb, Elisa용 Anti-Taldo1 폴리클로날 항체 - P37837

품목 번호: CM0013220



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 인간 트랜스알돌라제(TALDO1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 펜토스 인산 경로 및 대사 장애 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TALDO1 Rabbit pAb
비고/별칭	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
종	Human
유전자 ID (인간)	6888
유전자 ID	6888
면역원	인간 TALDO1 (NP_006746.1)의 아미노산 1-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P37837
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백