

Anti-Taldo1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P37837

품목 번호: CM0030936



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 인간 TALDO1 표적 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 TALDO1(38 kDa)과 반응하며, 오타당 인산 경로의 핵심 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TALDO1 Rabbit pAb
비고/별칭	TAL; TALH; TAL-H; TALDOR; TALDO1
종(Species)	Human
GeneID (human)	6888
GeneID	6888
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P37837
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백