

Anti-Talin-1 폴리클로날 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - Q9Y490

품목 번호: CM0031006



소개

인간 Talin-1에 대해 생산된 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 세포골격 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLN1 Rabbit pAb
비고/별칭	TLN; ILWEQ; talin-1; TLN1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7094
유전자 ID	7094
면역원(Immunogen)	인간 TLN1 (NP_006280.3)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9Y490
단백질 분자량	270kDa
배송(Shipping)	아이스백