


Anti-Talin 2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y4G6

품목 번호: CM0003292



소개

Western blot, immunofluorescence, immunohistochemistry 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 단일클론 Talin 2 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 Talin-2 (272 kDa)를 검출합니다. 세포 부착 및 초점 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Talin 2 Rabbit mAb
비고/별칭	ILWEQ, TLN2, Talin-2
종	Human
유전자 ID (인간)	83660
면역원	인간 Talin 2 (Q9Y4G6)의 아미노산 350-450 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y4G6
단백질 분자량	272kDa
배송	아이스팩