

## Anti-Tamm41 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Bw9

품목 번호: CM0030267

### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 TAMM41(포스파티데이트 시티딜릴트랜스퍼라제, 미토콘드리아)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 인간 및 마우스와 반응합니다. 카디올리핀 생합성 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명            | TAMM41 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭          | RAM41, TAM41, C3orf31, COXPD56                                 |
| 종              | 인간                                                             |
| GeneID (Human) | 132001                                                         |
| GeneID         | 132001                                                         |
| 면역원            | 인간 TAMM41의 아미노산 25-316에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_620162.1) |
| 원천             | 토끼                                                             |
| 카테고리           | 폴리클로날 항체                                                       |
| 적용 분야          | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스                                                        |
| SWISS          | Q96BW9                                                         |
| 단백질 분자량        | 51kDa                                                          |
| 배송             | 아이스백                                                           |